

254 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ TRINITY

- | 1 | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Mode-1 ή 2 | 02h 03m 00s |
- | 2 | ΑΚΜΗ, Mode-1 ή 2 | 04h 15m 00s |
- | 3 | ΑΔΝΕΞΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 04h 09m 00s |
- | 4 | ΑΔΕΝΟΕΙΔΗ, Mode-1 ή 2 | 07h 57m 00s |
- | 5 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΣ, Mode-1 ή 2 | 09h 12m 00s |
- | 6 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ, Mode-1 ή 2 | 03h 03m 00s |
- | 7 | ANTI-STRESS, Mode-1 ή 2 | 04h 06m 00s |
- | 8 | ANTI-PARASITES, Mode-1 ή 2 | 09h 18m 00s |
- | 9 | ANTI-ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ, Mode-1 ή 2 | 05h 10m 00s |
- | 10 | ANTI-FUNGAL, Mode-1 ή 2 | 03h 00m 00s |
- | 11 | ANEMIA, Mode-1 ή 2 | 01h 51m 00s |
- | 12 | ANTI-AGE / ΝΕΟΛΑΙΑ, Mode-1 ή 2 | 08h 10m 00s |
- | 13 | ANTI-DEPRESSION, Mode-1 ή 2 | 05h 45m 00s |
- | 14 | ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ, Mode-1 ή 2 | 07h 32m 00s |
- | 15 | ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ, Mode-1 ή 2 | 05h 42m 00s |
- | 16 | ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗ / ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ, Mode-1 ή 2 | 05h 24m 00s |
- | 17 | ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ / ΠΟΝΕΥΟΝΤΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ, Mode-1 ή 2 | 05h 02m 00s |
- | 18 | ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ, Mode-1 ή 2 | 04h 33m 00s |
- | 19 | ΚΡΙΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ, Mode-1 ή 2 | 04h 44m 00s |
- | 20 | ΟΜΟΡΦΑ ΜΑΛΛΙΑ, Mode-1 ή 2 | 03h 48m 00s |
- | 21 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ, Mode-1 ή 2 | 07h 30m 00s |
- | 22 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ, Mode-1 ή 2 | 08h 12m 00s |
- | 23 | ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ, Mode-1 ή 2 | 04h 42m 00s |
- | 24 | ΔΟΘΗΝΑΣ / ΚΑΡΒΟΥΝΚΛΟΣ, Mode-1 ή 2 | 04h 09m 00s |
- | 25 | ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ / ΒΗΧΑΣ, Mode-1 ή 2 | 05h 24m 00s |
- | 26 | ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ, Mode-1 ή 2 | 02h 42m 00s |
- | 27 | ΟΞΕΙΑ ΝΟΣΟΣ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΣ, Mode-1 ή 2 | 02h 36m 00s |

| 28 | ΥΨΗΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ, Mode-1 ή 2 | 05h 45m 00s |

| 29 | ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 02h 45m 00s |

| 30 | ΟΥΛΗ, Mode-1 ή 2 | 01h 54m 00s |

| 31 | ΚΟΛΙΤΙΔΑ / ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 04h 54m 00s |

| 32 | ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 02m 00s |

| 33 | ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΜΕΤΑ-COVID ΑΣΘΕΝΕΙΑ, Mode-2 | 04h 44m 00s |

| 34 | ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΡΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, Mode-2 | 09h 22m 00s |

| 35 | ΔΙΑΣΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, Mode-1 ή 2 | 02h 30m 00s |

| 36 | ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 06h 10m 00s |

| 37 | ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ, Mode-1 ή 2 | 04h 48m 00s |

| 38 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΡΟΧΑΛΗΤΟΥ, Mode-1 ή 2 | 04h 06m 00s |

| 39 | ΗΛΙΑΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ / ΗΛΙΑΣΗ, Mode-1 | 02h 48m 00s |

| 40 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ, Mode-1 ή 2 | 04h 18m 00s |

| 41 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ, Mode-1 ή 2 | 04h 06m 00s |

| 42 | ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ, Mode-1 ή 2 | 02h 15m 00s |

| 43 | ΚΡΙΣΗ ΑΣΘΜΑΤΟΣ, Mode-1 ή 2 | 00h 27m 00s |

| 44 | ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ, Mode-1 ή 2 | 02h 21m 00s |

| 45 | ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ, Mode-1 ή 2 | 04h 57m 00s |

| 46 | ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 03h 51m 00s |

| 47 | ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ, Mode-1 ή 2 | 07h 48m 00s |

| 48 | ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 00m 00s |

| 49 | ΒΑΣΙΚΟ ΔΕΤΟΧ ΗΜΕΡΑΣ, Mode-1 ή 2 | 05h 09m 00s |

| 50 | ΒΑΣΙΚΟ ΔΕΤΟΧ ΝΥΧΤΑΣ, Mode-1 ή 2 | 07h 06m 00s |

| 51 | ΔΕΤΟΧ ΚΑΡΚΙΝΟΥ, Mode-1 ή 2 | 08h 46m 00s |

| 52 | ΔΗΜΟΔΙΚΩΣΗ, Mode-1 ή 2 | 03h 48m 00s |

| 53 | ΔΕΤΟΧ ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Mode-1 ή 2 | 04h 57m 00s |

| 54 | ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, Mode-1 ή 2 | 05h 32m 00s |

| 55 | ΑΡΑΙΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, Mode-1 ή 2 | 04h 36m 00s |

| 56 | ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2, Mode-1 ή 2 | 05h 42m 00s |

| 57 | ΔΙΑΡΡΟΙΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 51m 00s |

| 58 | ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΩΜΟ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Mode-1 ή 2 | 04h 36m 00s |

| 59 | ΔΥΣΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ, Mode-1 ή 2 | 06h 42m 00s |

| 60 | ΔΥΣΚΙΝΗΣΙΑ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ, Mode-1 ή 2 | 01h 54m 00s |

| 61 | ΕΚΡΗΞΗ ΕΡΠΗΤΟΪΟΥ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ 1, Mode-1 ή 2 | 06h 06m 00s |

| 62 | ΕΚΡΗΞΗ ΕΡΠΗΤΟΪΟΥ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ 2, Mode-1 ή 2 | 06h 15m 00s |

| 63 | ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ, Mode-1 ή 2 | 04h 51m 00s |

| 64 | ΣΥΧΝΑ ΑΣΘΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑ, Mode-1 ή 2 | 04h 52m 00s |

| 65 | ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΡΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, Mode-1 ή 2 | 05h 45m 00s |

| 66 | ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΟΞΕΟΣ-ΒΑΣΗΣ, Mode-1 ή 2 | 04h 45m 00s |

| 67 | ΠΕΛΜΑΤΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 51m 00s |

| 68 | ΠΥΡΕΤΟΣ, Mode-1 ή 2 | 06h 33m 00s |

| 69 | ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ, Mode-1 ή 2 | 06h 26m 00s |

| 70 | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, Mode-1 ή 2 | 00h 21m 00s |

| 71 | ΓΡΙΠΗ, Mode-1 ή 2 | 05h 57m 00s |

| 72 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, Mode-1 ή 2 | 02h 21m 00s |

| 73 | ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 02h 42m 00s |

| 74 | ΓΟΝΑΤΟ – ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Mode-1 ή 2 | 05h 03m 00s |

| 75 | ΠΡΗΞΙΜΟ ΛΑΡΥΓΓΙΟΥ, Mode-1 ή 2 | 05h 24m 00s |

| 76 | ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 03h 36m 00s |

| 77 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 06h 36m 00s |

| 78 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, Mode-1 ή 2 | 05h 42m 00s |

| 79 | ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ, Mode-1 ή 2 | 02h 12m 00s |

| 80 | ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ, Mode-1 ή 2 | 06h 18m 00s |

| 81 | ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 30m 00s |

| 82 | ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ, Mode-1 ή 2 | 06h 24m 00s |

| 83 | ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΣ, Mode-1 ή 2 | 03h 24m 00s |

| 84 | ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ, Mode-1 ή 2 | 04h 58m 00s |

| 85 | ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΤΑΣΗ, Mode-1 ή 2 | 02h 33m 00s |

| 86 | ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΜΕ ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΠΑΣΗ, Mode-1 ή 2 | 03h 12m 00s |

| 87 | ΜΥΪΚΟΣ ΥΠΕΡΤΟΝΟΣ, Mode-1 ή 2 | 05h 12m 00s |

| 88 | ΜΥΪΚΟΣ ΥΠΟΤΟΝΟΣ, Mode-1 ή 2 | 04h 54m 00s |

| 89 | ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ, Mode-1 ή 2 | 00h 39m 00s |

| 90 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ, Mode-1 ή 2 | 09h 52m 00s |

| 91 | ΔΑΓΚΩΜΑ ΕΝΤΟΜΟΥ, Mode-1 ή 2 | 02h 51m 00s |

| 92 | ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ, Mode-1 ή 2 | 07h 06m 00s |

| 93 | ΑΨΠΝΙΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 32m 00s |

| 94 | JET LAG, Mode-1 ή 2 | 04h 27m 00s |

| 95 | ΚΥΣΤΗ ΩΟΘΗΚΗΣ, Mode-1 ή 2 | 05h 48m 00s |

| 96 | ΓΛΩΣΣΑ, ΜΝΗΜΗ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΓΡΑΦΗ, Mode-1 ή 2 | 03h 15m 00s |

| 97 | ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 03h 42m 00s |

| 98 | ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, Mode-1 ή 2 | 07h 54m 00s |

| 99 | ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΝΟΣΟΣ, Mode-1 ή 2 | 07h 15m 00s |

| 100 | ΝΑΥΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, Mode-1 ή 2 | 02h 36m 00s |

| 101 | ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ, Mode-1 ή 2 | 06h 22m 00s |

| 102 | ΝΟΣΟΣ PARKINSON – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, Mode-1 ή 2 | 05h 54m 00s |

| 103 | ΑΥΤΙ – ΒΑΡΗΚΟΪΑ, Mode-1 ή 2 | 04h 06m 00s |

| 104 | ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ, Mode-1 ή 2 | 04h 42m 00s |

| 105 | ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ LYME, Mode-1 ή 2 | 06h 36m 00s |

| 106 | ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 03h 12m 00s |

| 107 | ΜΑΣΤΟΠΑΘΕΙΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 42m 00s |

| 108 | ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ, Mode-1 ή 2 | 04h 24m 00s |

| 109 | ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ, Mode-1 ή 2 | 04h 36m 00s |

| 110 | ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, Mode-1 ή 2 | 00h 51m 00s |

| 111 | ΜΥΟΣΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ, Mode-1 ή 2 | 03h 24m 00s |

| 112 | ΚΑΡΔΙΑ – ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ / ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 36m 00s |

| 113 | ΜΥΩΠΙΑ, Mode-1 ή 2 | 00h 39m 00s |

| 114 | ΜΥΚΗΤΑΣ ΝΥΧΙΩΝ, ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ, Mode-1 ή 2 | 04h 00m 00s |

| 115 | ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΡΙΔΥΜΟΥ, Mode-1 ή 2 | 02h 51m 00s |

| 116 | ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 30m 00s |

| 117 | ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ / ΚΑΤΑΡΡΟΗ / ΒΗΧΑΣ / ΠΥΡΕΤΟΣ, Mode-1 ή 2 | 06h 21m 00s |

| 118 | ΜΑΤΙ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣΉ ΓΛΑΥΚΩΜΑ, Mode-1 ή 2 | 02h 36m 00s |

| 119 | ΑΥΤΙ – ΕΜΒΟΕΣ, Mode-1 ή 2 | 06h 27m 00s |

| 120 | ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΩΣΗ, Mode-1 ή 2 | 08h 40m 00s |

| 121 | ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ, Mode-1 ή 2 | 07h 06m 00s |

| 122 | ΟΞΕΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 03h 33m 00s |

| 123 | ΠΑΡΩΝΥΧΙΑ, Mode-1 ή 2 | 03h 57m 00s |

| 124 | ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ, Mode-1 ή 2 | 09h 04m 00s |

| 125 | ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, Mode-1 ή 2 | 05h 00m 00s |

| 126 | ΦΩΤΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 03h 09m 00s |

| 127 | ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 27m 00s |

| 128 | ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΟΛΥΑΡΘΡΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 09h 24m 00s |

| 129 | ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ, Mode-1 ή 2 | 05h 40m 00s |

| 130 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΗΣΗΣ, Mode-1 ή 2 | 06h 33m 00s |

| 131 | ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΔΕΝΩΜΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 32m 00s |

| 132 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, Mode-1 ή 2 | 04h 33m 00s |

| 133 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Mode-1 ή 2 | 09h 24m 00s |

| 134 | ΨΩΡΙΑΣΗ, Mode-1 ή 2 | 04h 42m 00s |

| 135 | ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ, οποιαδήποτε λειτουργία | 00h 21m 00s |

| 136 | ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΑΣΗΣ, Mode-1 ή 2 | 02h 03m 00s |

| 137 | ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Mode-1 ή 2 | 07h 14m 00s |

| 138 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Mode-1 ή 2 | 00h 45m 00s |

| 139 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ, Mode-1 ή 2 | 07h 06m 00s |

| 140 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Mode-1 ή 2 | 06h 54m 00s |

| 141 | ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ, Mode-1 ή 2 | 07h 26m 00s |

| 142 | ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, Mode-1 ή 2 | 07h 40m 00s |

| 143 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Mode-1 ή 2 | 05h 33m 00s |

| 144 | ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ / ΠΟΛΙΝΩΣΗ, Mode-1 ή 2 | 05h 21m 00s |

| 145 | ΑΥΤΙ – ΩΤΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 07h 27m 00s |

| 146 | ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΑΤΙΟΥ, Mode-1 ή 2 | 03h 27m 00s |

| 147 | ΚΑΡΔΙΑ – ΥΓΕΙΑ, Mode-1 ή 2 | 02h 30m 00s |

| 148 | ΣΚΟΛΙΩΣΗ, Mode-1 ή 2 | 07h 12m 00s |

| 149 | ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ / ΡΙΖΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 03m 00s |

| 150 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ HIV-AIDS, Mode-1 ή 2 | 07h 03m 00s |

| 151 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΦΡΩΝ, Mode-1 ή 2 | 03h 42m 00s |

| 152 | ΜΥΪΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ / ΚΡΑΜΠΕΣ / ΣΥΣΠΑΣΕΙΣ, Mode-1 ή 2 | 04h 34m 00s |

| 153 | ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Mode-1 ή 2 | 01h 42m 00s |

| 154 | ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ, Mode-1 ή 2 | 05h 14m 00s |

| 155 | ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 20m 00s |

| 156 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ, Mode-1 ή 2 | 07h 40m 00s |

| 157 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ, Mode-1 ή 2 | 06h 15m 00s |

| 158 | ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΡΡΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ, Mode-1 ή 2 | 04h 33m 00s |

| 159 | ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΗΣΥΧΩΝ ΠΟΔΙΩΝ, Mode-1 ή 2 | 04h 00m 00s |

| 160 | ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΞΗΡΟΥ ΜΑΤΙΟΥ, Mode-1 ή 2 | 01h 51m 00s |

| 161 | ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ, Mode-1 ή 2 | 06h 18m 00s |

| 162 | ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 33m 00s |

| 163 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ, Mode-1 ή 2 | 07h 38m 00s |

| 164 | ΑΓΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΝΙΣ, Mode-1 ή 2 | 03h 33m 00s |

| 165 | ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, Mode-2 | 06h 10m 00s |

| 166 | ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΟΝΚΕΥΡΟΧ, Mode-1 ή 2 | 07h 40m 00s |

| 167 | ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΤΙΚ, Mode-1 ή 2 | 02h 06m 00s |

| 168 | ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, Mode-1 ή 2 | 02h 57m 00s |

| 169 | ΜΥΪΚΟΣ ΤΟΝΟΣ, Mode-1 ή 2 | 05h 06m 00s |

| 170 | ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑ, Mode-1 | 04h 45m 00s |

| 171 | ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΩΜΑ, Mode-1 ή 2 | 03h 27m 00s |

| 172 | ΤΡΑΥΜΑ – ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΩΝ / ΜΥΩΝ, Mode-1 ή 2 | 03h 03m 00s |

| 173 | ΤΡΑΥΜΑ ΚΟΚΚΥΓΑ, Mode-1 ή 2 | 03h 21m 00s |

| 174 | ΕΛΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, Mode-1 ή 2 | 05h 33m 00s |

| 175 | ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ, Mode-1 ή 2 | 03h 42m 00s |

| 176 | ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΜΗΤΡΑΣ / ΜΥΩΜΑ, Mode-1 ή 2 | 09h 18m 00s |

| 177 | ΟΞΕΙΣ ΚΙΡΣΟΙ, Mode-1 ή 2 | 04h 54m 00s |

| 178 | ΚΟΛΠΙΤΙΔΑ / ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ, Mode-1 ή 2 | 04h 27m 00s |

| 179 | ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ, Mode-1 ή 2 | 03h 00m 00s |

| 180 | ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ, Mode-1 ή 2 | 02h 03m 00s |

| 181 | ΠΕΛΜΑΤΙΑ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ, Mode-1 ή 2 | 02h 39m 00s |

| 182 | ΙΛΙΓΓΟΣ, Mode-1 ή 2 | 03h 09m 00s |

| 183 | ΙΟΣ COXSACKIE, Mode-1 ή 2 | 05h 42m 00s |

| 184 | ΙΟΣ EPSTEIN-BARR, Mode-1 ή 2 | 03h 45m 00s |

| 185 | HPV – ΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ, Mode-1 ή 2 | 07h 14m 00s |

| 186 | ΕΡΠΗΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ, Mode-1 ή 2 | 06h 20m 00s |

| 187 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΥ – Σειρά 4 | 00h 20m 30s |

| 188 | ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 1 – Σειρά 4 | 00h 24m 30s |

| 189 | ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 2 – Σειρά 4 | 00h 24m 00s |

| 190 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1 – Σειρά 4 | 00h 34m 30s |

| 191 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 2 – Σειρά 4 | 00h 14m 00s |

| 192 | ΝΕΥΡΟΟΡΜΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ – Σειρά 4 | 00h 16m 00s |

| 193 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ – Σειρά 4 | 00h 22m 30s |

| 194 | ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ – Σειρά 4 | 00h 30m 30s |

| 195 | ΕΝΔΟΡΦΙΝΕΣ, ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ, Mode-4 | 00h 34m 00s |

| 196 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – Σειρά 4 | 00h 20m 30s |

| 197 | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, Mode-4 | 00h 24m 00s |

| 198 | ΡΥΘΜΟΣ ΑΛΦΑ – Σειρά 4 | 00h 20m 30s |

| 199 | ΡΥΘΜΟΣ ΒΗΤΑ – Σειρά 4 | 00h 30m 30s |

| 200 | ΡΥΘΜΟΣ ΔΕΛΤΑ – Σειρά 4 | 00h 20m 30s |

| 201 | ΚΥΜΑΤΑ SCHUMANN – Σειρά 4 | 00h 25m 30s |

| 202 | ΡΥΘΜΟΣ ΘΗΤΑ – Σειρά 4 | 00h 20m 30s |

| 203 | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Σειρά 4 | 00h 15m 30s |

| 204 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ – Σειρά 4 | 00h 20m 30s |

| 205 | ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Σειρά 4 | 00h 35m 30s |

| 206 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ – Σειρά 4 | 00h 37m 30s |

| 207 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ – Σειρά 4 | 00h 30m 30s |

| 208 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 1 – Σειρά 4 | 00h 30m 30s |

| 209 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 2 – Σειρά 4 | 00h 30m 30s |

| 210 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 3 – Σειρά 4 | 00h 40m 30s |

| 211 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ – Σειρά 4 | 00h 35m 30s |

| 212 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ 1 – Σειρά 4 | 00h 30m 30s |

| 213 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ 2 – Σειρά 4 | 00h 30m 30s |

| 214 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ 3 – Σειρά 4 | 00h 40m 30s |

| 215 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ 4 – Σειρά 4 | 00h 41m 30s |

| 216 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 1 – Σειρά 4 | 00h 35m 30s |

| 217 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΝΟΥ 1 – Σειρά 4 | 00h 30m 30s |

| 218 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΝΟΥ 2 – Σειρά 4 | 00h 35m 30s |

| 219 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Σειρά 4 | 00h 15m 30s |

| 220 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ – Σειρά 4 | 00h 20m 30s |

| 221 | ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 1 – Σειρά 4 | 00h 26m 30s |

| 222 | ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 2 – Σειρά 4 | 00h 30m 30s |

| 223 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΟΝΕΙΡΑ – Σειρά 4 | 01h 07m 30s |

| 224 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ – Σειρά 4 | 01h 00m 30s |

| 225 | SOLFEGGIO, οποιαδήποτε λειτουργία | 00h 27m 00s |

| 226 | ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ – Σειρά 4 | 00h 30m 30s |

| 227 | ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – Σειρά 4 | 00h 15m 30s |

| 228 | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 00h 35m 00s |

| 229 | ALPHA RELAX ΓΙΑ ΕΥΕΞΙΑ | 00h 20m 30s |

| 230 | ALPHA RELAX – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 00h 20m 30s |

231	ALPHA RELAX – ΑΝΤΛΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ	00h 20m 30s
232	ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ	00h 51m 00s
233	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ	00h 20m 30s
234	ΥΠΝΗΛΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΘΥ ΥΠΝΟ	00h 31m 00s
235	ΥΠΝΗΛΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΘΥ ΥΠΝΟ	00h 31m 00s
236	ΠΡΩΙΝΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑ	00h 15m 30s
237	ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ	00h 20m 30s
238	ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ – 1	00h 24m 00s
239	ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ – 2	00h 31m 00s
240	ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ – 1	00h 21m 00s
241	ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ – 2	00h 21m 00s
242	ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΨΗΣ, Mode-1 ή 2	02h 15m 00s
243	ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ – ΠΑΡΑΣΙΤΑ, ΙΟΙ, ΨΥΛΛΟΙ, ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ, ΑΚΑΡΕΑ, Mode-1 ή 2	05h 28m 30s
244	ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ – ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΥΕΞΙΑΣ, Mode-1 ή 2	03h 27m 00s
245	ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ	00h 10m 00s
246	ΔΕΛΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΙΜΗΣΗ	00h 20m 30s
247	ΥΠΝΟΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ	00h 31m 00s
248	ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – 1	00h 45m 00s
249	ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – 2	01h 03m 00s
250	ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – 3	01h 07m 30s
251	ΘΗΤΑ RELAX – ΓΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗ	00h 20m 30s
252	ΘΗΤΑ RELAX – ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ	00h 20m 30s
253	ΝΕΡΟ ΑΡΜΟΝΙΚΗ, Mode-2	00h 06m 00s
254	ΝΕΡΟ ΚΟΥΑΡΤΖ, Mode-2	00h 18m 00s

Mode-3 ή 4

187. Ενεργοποίηση της ζωτικής ενέργειας, Mode-4
188. Ρυθμός άλφα, Mode-4
189. Άλφα για άνεση, Mode-4
190. Άλφα για ειρήνη, Mode-4
191. Άλφα για σωματική δύναμη, Mode-4
192. Μεταβαλλόμενες καταστάσεις συνείδησης, Mode-4
193. Αναισθησία, Mode-4
194. Μείωση άγχους, Mode-4
195. Ρυθμός βήτα, Mode-4
196. Εξισορρόπηση εγκεφαλικών συχνοτήτων, Mode-4
197. Εγκεφαλική υποστήριξη, Mode-4
198. Παιδικό πρόγραμμα, Mode-4
199. Έλεγχος συνείδησης, Mode-4
200. Συνειδητό όνειρο, Mode-4
201. Ανάπτυξη δημιουργικότητας, Mode-4
202. Βαθιά χαλάρωση, Mode-4
203. Ρυθμός δέλτα, Mode-4
204. Δέλτα για ύπνο, Mode-4
205. Πρόγραμμα κατάθλιψης-1, Mode-4
206. Πρόγραμμα κατάθλιψης-2, Mode-4
207. Πρόγραμμα κατάθλιψης-3, Mode-4
208. Ενδορφίνες, ορμόνες της ευτυχίας, Mode-4
209. Ώθηση ενέργειας, Mode-4
210. Είσοδος σε κατάσταση υπνηλίας πριν τον ύπνο, Mode-4
211. Έξοδος από κατάσταση υπνηλίας μετά τον ύπνο, Mode-4
212. Υπνοθεραπευτική υποβολή, Mode-4
213. Ενίσχυση ανοσοποιητικού-1, Mode-4
214. Ενίσχυση ανοσοποιητικού-2, Mode-4
215. Αύξηση πόρων προσαρμογής-1, Mode-4

- 216. Αύξηση πόρων προσαρμογής-2, Mode-4
- 217. Υποστήριξη μνήμης, Mode-4
- 218. Μεταβολισμός-1, Mode-4
- 219. Μεταβολισμός-2, Mode-4
- 220. Καθαρισμός του νου, Mode-4
- 221. Διαγραφή αρνητικών σκέψεων, Mode-4
- 222. Νευροορμονική ρύθμιση, Mode-4
- 223. Ρύθμιση γεγονότων, Mode-4
- 224. Εκτός χρόνου-1, Mode-4
- 225. Εκτός χρόνου-2, Mode-4
- 226. Ξεπερνώντας τους φόβους, Mode-4
- 227. Κύματα Schumann, Mode-4
- 228. Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, Mode-4
- 229. Σεξουαλική ρύθμιση-1, Mode-4
- 230. Σεξουαλική ρύθμιση-2, Mode-4
- 231. Σύντομο διάλειμμα, Mode-4
- 232. Πρόγραμμα ύπνου-1, Mode-4
- 233. Πρόγραμμα ύπνου-2, Mode-4
- 234. Αθλητικό πρόγραμμα, Mode-4
- 235. Πρόγραμμα κατά του στρες-1, Mode-4
- 236. Πρόγραμμα κατά του στρες-2, Mode-4
- 237. Πρόγραμμα κατά του στρες-3, Mode-4
- 238. Πρόγραμμα κατά του στρες-4, Mode-4
- 239. Πρόγραμμα μάθησης-1, Mode-4
- 240. Πρόγραμμα μάθησης-2, Mode-4
- 241. Σούπερ πρόγραμμα-2, Mode-4
- 242. Σούπερ πρόγραμμα-3, Mode-3
- 243. Ρυθμός θήτα, Mode-4
- 244. Θήτα για αφύπνιση, Mode-4

- 245. Θήτα για έμπνευση, Mode-4
- 246. Θήτα για πρωινή φρεσκάδα, Mode-4
- 247. Ο ενεργοποιητής των ρυθμιστικών κέντρων, Mode-4
- 248. ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ, οποιαδήποτε λειτουργία
- 249. SOLFEGGIO, οποιαδήποτε λειτουργία
- 250. Κτηνιατρικό – Αποκατάσταση πέψης, Mode-1 ή 2
- 251. Κτηνιατρικό – Παράσιτα, ιοί, ψύλλοι, τσιμπούρια, ακάρεα, Mode-1 ή 2
- 252. Κτηνιατρικό – Σύμπλεγμα ευεξίας, Mode-1 ή 2
- 253. ΝΕΡΟ ΑΡΜΟΝΙΚΗ, Mode-2
- 254. ΝΕΡΟ ΚΟΥΑΡΤΖ, Mode-2

Συστάσεις για νέους χρήστες του Trinity

1) ****Το νερό είναι απαραίτητο!**** Είναι πολύ σημαντικό να πίνετε επαρκή ποσότητα καθαρού νερού όταν χρησιμοποιείτε το Biomedis Trinity. Οι συχνότητες διεισδύουν καλύτερα στο σώμα όταν είναι καλά ενυδατωμένο. Η σύσταση του γιατρού της Biomedis είναι να πίνετε τουλάχιστον 300 g ανά 10 kg σωματικού βάρους, ... ή 50 % του σωματικού σας βάρους σε λίβρες μετατρεπόμενο σε ουγγιές νερού. (για παράδειγμα, ένα άτομο 160 lb θα πρέπει να καταναλώνει τουλάχιστον 80 ουγγιές νερού την ημέρα.)

2) ****Ισχύς σήματος:**** Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με ισχύ σήματος 50 % για τους νέους χρήστες, εξαιρουμένων των μικρών παιδιών, των κατοικίδιων ζώων ή των πολύ άρρωστων ατόμων. Για αυτούς η συσκευή Trinity πρέπει να ρυθμίζεται στο 25 % της ισχύος. Εάν αυτό το επίπεδο ισχύος ταιριάζει με την προσωπική σας ευαισθησία, συνεχίστε τη χρήση σε αυτή την ισχύ για τις πρώτες δύο εβδομάδες· και στη συνέχεια μπορείτε να αυξήσετε την ισχύ στο 75 % και μετά στο 100 % καθώς το σώμα σας αναπτύσσει άνεση με τη συσκευή.

3) ****Επιλογή λειτουργίας:**** Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε τη σωστή λειτουργία για το σύμπλεγμα που έχετε επιλέξει:

- ****Mode 1**** είναι για βιοσυντονισμό μονοσυχνότητας (μία μόνο συχνότητα τη φορά. Είναι πιο απαλό. Σε αυτή την περίπτωση φοράτε τη συσκευή στο σώμα σας. Πάντα η πίσω πλευρά της συσκευής προς το σώμα.

- ****Mode 2**** είναι για βιοσυντονισμό πολλαπλών συχνοτήτων (το Trinity έχει 3 κεραίες. Στο mode-2 κάθε κεραία εκπέμπει συχνότητα, οπότε 3 συχνότητες πηγαίνουν στο σώμα σας ταυτόχρονα. Είναι πιο αποτελεσματικό. Σε αυτή την περίπτωση τοποθετείτε τη συσκευή σε απόσταση από το σώμα σας.
- ****Mode 3**** είναι για την τεχνολογία Διόρθωσης Βασικών Ρυθμών. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση προς το μέσο του σώματός σας. (Έχουμε μόνο ένα σύμπλεγμα για mode-3: Σούπερ πρόγραμμα 3)
- ****Mode 4**** είναι για Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση και τεχνολογία Ψυχοσωματικής Διόρθωσης. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση προς το κεφάλι σας. Έχουμε 60 συμπλέγματα για mode 4.

4) ****Σάρωση:**** Τα modes 2, 3 και 4 απαιτούν σάρωση πριν από τη θεραπεία για να δημιουργηθεί ένα μοναδικό ατομικό φέρον κύμα. Αφού επιλέξετε το σύμπλεγμά σας και πατήσετε OK, γυρίστε αμέσως τη συσκευή με την πίσω πλευρά προς το σώμα σας (για mode 2 και 3), ή προς το κεφάλι σας (για mode 4). Κρατήστε τη συσκευή 20–40 cm (8–16 ίντσες) από το σώμα ή το κεφάλι σας για 8 δευτερόλεπτα, όταν θα ακούσετε τον ήχο έναρξης του συμπλέγματος και θα νιώσετε γρήγορη δόνηση της συσκευής.

5) ****Τοποθέτηση:**** Στα Modes 1, 2 ή 3, κατευθύνετε το Trinity προς το κέντρο του σώματός σας ή προς την περιοχή της ενόχλησης. Στο Mode 4 κατευθύνετε το Trinity προς το κεφάλι σας.

7) ****Ατομική προσέγγιση:**** Είναι πάντα καλύτερο να δημιουργείτε εξατομικευμένα συμπλέγματα για τις ατομικές σας ανάγκες, εάν η κατάστασή σας απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα. Μπορώ να δημιουργήσω για εσάς προσαρμοσμένα πρωτόκολλα φροντίδας Trinity εάν συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το ιστορικό της υγείας σας. Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν εάν η συσκευή σας είναι από το κατάστημά μου: Biomedis.us. Επίσης, εάν θέλετε γιατρό της εταιρείας Biomedis να σας γράψει ατομικά συμπλέγματα με συστάσεις, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να αγοράσετε τη συσκευή BRIS από το κατάστημά μου. Είναι μια μηχανογραφημένη συσκευή δοκιμής σώματος-ενέργειας-νου, που επιτρέπει να δείτε την κατάσταση της υγείας σας με περισσότερες λεπτομέρειες. Η τιμή για το BRIS είναι 1.300 \$ και περιλαμβάνει την εκπαίδευσή μου. Η τιμή για ατομικά συμπλέγματα από τον γιατρό της εταιρείας είναι 100 \$ για κάθε άτομο.

Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετείτε το Trinity με την πίσω πλευρά προς το σώμα σας, επειδή οι κεραίες του βρίσκονται στο πίσω μέρος. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε τραπέζι, κομοδίνο, ή να κρεμαστεί πάνω από εσάς χρησιμοποιώντας βάση μικροφώνου με κατάλληλο στηρίγμα, ή στηρίγματα iPhone.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές, η συσκευή συντονίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στις συχνότητες του σώματός σας, με αποτέλεσμα αυξημένη αποτελεσματικότητα.

Η χρήση συμπλεγμάτων σε διαφορετικές λειτουργίες σας επιτρέπει να εργάζεστε σε όλα τα επίπεδα:
Σώμα – Νους – Συναισθήματα – Πνεύμα.

6.) ****Βασικό πρωτόκολλο:**** Συνιστάται να ξεκινήσετε με τα ακόλουθα συμπλέγματα και να τα επαναλαμβάνετε 2 φορές τον χρόνο.

****Πρώτος μήνας:****

1. Anti-Stress, Mode-1 ή 2
2. Βασικό Detox Ημέρας, Mode-1 ή 2
3. Βασικό Detox Νύχτας, Mode-1 ή 2

****Δεύτερος μήνας:****

1. Αποτοξίνωση από βαριά μέταλλα, Mode-1 ή 2
2. Ισοζύγιο οξέος-βάσης, Mode-1 ή 2

****Τρίτος μήνας:****

1. Anti-Parasites, Mode-1 ή 2
2. Αντι-βακτηριακό, Mode-1 ή 2
3. Anti-Fungal, Mode-1 ή 2

Συνιστάται να προσθέσετε συμπλέγματα στο mode-4:

- Προσθέστε το πρωί/την ημέρα συμπλέγματα στο mode-4 για να βελτιώσετε την ενέργειά σας: π.χ. – Ενεργοποίηση ζωτικής ενέργειας· Ενεργοποιητής ρυθμιστικών κέντρων· Ώθηση ενέργειας· Πρωινή φρεσκάδα.

- Προσθέστε το βράδυ συμπλέγματα στο mode-4 για χαλάρωση: π.χ. – Άλφα για άνεση, Άλφα για ειρήνη, Άλφα για σωματική δύναμη, Βαθιά χαλάρωση.

****Σημαντικό:**** Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε διάλειμμα 30 έως 60 λεπτών μεταξύ των συμπλεγμάτων. Θα πρέπει επίσης να κάνετε μερικές ημέρες ανάπαυσης αφού ολοκληρώσετε μια παρατεταμένη περίοδο θεραπείας. Το σώμα σας χρειάζεται την ανάπαυση και τον χρόνο για να επαναφερθεί.

- Τα συμπλέγματα στο Mode 4 συνιστώνται σε σειριακή θεραπεία για 10 έως 15 ημέρες, μία φορά την ημέρα.
- Τα συμπλέγματα για οξέα συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, πόνος στην πλάτη, γρίπη, covid, διάρροια, επιχειλίσκος έρπης κ.λπ. πρέπει να χρησιμοποιούνται 2 έως 3 φορές την ημέρα, μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα.
- Τα συμπλέγματα για χρόνιες καταστάσεις όπως αρθρίτιδα, διαβήτης, ψωρίαση κ.λπ., πρέπει να χρησιμοποιούνται για συντήρηση, και παράλληλα με τη θεραπεία πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας.

8) ****ΚΑΜΙΑ παρενέργεια****, αλλά αν εμφανίσετε συμπτώματα δηλητηρίασης ή κρίσης ίασης όπως αδυναμία, κόπωση, ναυτία, πονοκέφαλο, πόνο, δερματική αντίδραση κ.λπ., εκτελέστε τα συμπλέγματα που σχετίζονται με τα συμπτώματά σας. ...Κάντε ένα διάλειμμα από τα βασικά συμπλέγματα ρουτίνας για μερικές ημέρες και χρησιμοποιήστε προσροφητικά όπως ενεργό άνθρακα για ανακούφιση από τα συμπτώματα. Όταν η κατάστασή σας βελτιωθεί, μπορείτε να επιστρέψετε στα καθημερινά συμπλέγματα ρουτίνας με μειωμένη ισχύ σήματος. ...Και σταδιακά αυξήστε την ισχύ του σήματος καθώς το σώμα σας καθαρίζει.

9) Συμβουλές:

- Για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα της συσκευής Trinity, σας συνιστώ να αγοράσετε ένα Biosky Photonic Crystal από το κατάστημά μου. Πρέπει να τοποθετήσετε το photonic crystal Biosky μπροστά από τη συσκευή Trinity στην τσάντα σας. Το Biosky photonic crystal μετατρέπει την κατεύθυνση των συχνοτήτων από γραμμική (ευθεία μπροστά) σε περιστροφή δεξιόστροφα, που κάνει τη θεραπεία ακόμη πιο αποτελεσματική. Μπορώ να σας στείλω περισσότερες πληροφορίες για την ποικιλία των photonic crystals κατόπιν αιτήματός σας.
- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής Trinity, πάντα να αποφορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν την φορτίσετε ξανά.

10) ****Πηγές μάθησης:**** Μπορείτε να συμμετάσχετε στο κανάλι μας στο YouTube, στο chat ή στη σελίδα Facebook με όνομα Biomedis International για περισσότερες πληροφορίες και νέες ενημερώσεις. Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μου απευθείας με οποιεσδήποτε ερωτήσεις σας. @Ευχαριστώ για την παραγγελία σας!

@ Πίνετε περισσότερο νερό!!! @ Να είστε υγιείς! @ Να είστε καλά!

WWW.BIOMEDISINTERNATIONAL.COM

Olga Victoria

954-303-3355